

Inhaler (Zephirus®, Formagal®)

1. Voorbereiding:
Verwijder de beschermkap.
Draai het mondstuk open.
Plaats de capsule in de daartoe
voorzien opening. Draai het
mondstuk terug. Druk beide knoppen
volledig en gelijktijdig in.
Laat beide knoppen weer los.
2. Uitademen
3. Inademen: KRACHTIG en SNEL
u hoort een ritselend geluid
4. 5 tellen adem ophouden
5. Mond spoelen zo inhalatiecorticoid

